

FILTRATIE

SPUITFILTERS

Technische info:

	13 mm	25 mm	33 mm
Behuizing	PP	PP	PP
Filtreeroppervlakte	1,3 cm ³	4,6 cm ³	8,5 cm ³
Staal volume	30 ml	100 ml	200 ml
Doodvolume	< 10 µl	< 25 µl	< 35 µl
Max. druk	75 psi		
Ingang	vrouwelijke Luer-lock mannelijke Luer-conus		
Uitgang			



ARTIKELNUMMER	MEMBRAAN	Ø (mm)	PORIE-GROOTTE (µm)	VERPAKKING (stuks)	PRIJS (€)	PROMO (€)
566*SF13NY22C	Nylon	13	0,22	100	97,98	73,49
566*SF13NY22M	Nylon	13	0,22	1000	839,78	629,84
566*SF13NY45C	Nylon	13	0,45	100	97,98	73,49
566*SF13NY45M	Nylon	13	0,45	1000	839,78	629,84
566*SF25NY22C	Nylon	25	0,22	100	104,38	78,29
566*SF25NY22M	Nylon	25	0,22	1000	899,90	674,85
566*SF25NY45C	Nylon	25	0,45	100	104,38	78,29
566*SF25NY45M	Nylon	25	0,45	1000	899,80	674,85
566*SF33NY22L	Nylon	33	0,22	50	59,50	44,63
566*SF33NY22M	Nylon	33	0,22	1000	1019,75	764,81
566*SF33NY45L	Nylon	33	0,45	50	59,50	44,63
566*SF33NY45M	Nylon	33	0,45	1000	1019,75	764,81
566*SF13PT22C	PTFE	13	0,22	100	97,98	73,49
566*SF13PT22M	PTFE	13	0,22	1000	839,78	629,84
566*SF13PT45C	PTFE	13	0,45	100	97,98	73,49
566*SF13PT45M	PTFE	13	0,45	1000	839,78	629,84
566*SF25PT22C	PTFE	25	0,22	100	104,38	78,29
566*SF25PT22M	PTFE	25	0,22	1000	899,80	674,85

ARTIKELNUMMER	MEMBRAAN	Ø (mm)	PORIE- GROOTTE (µm)	VERPAKKING (stuks)	PRIJS (€)	PROMO (€)
566*SF25PT45L	PTFE	25	0,45	50	52,50	39,38
566*SF25PT45M	PTFE	25	0,45	1000	899,80	674,85
566*SF33PT22L	PTFE	33	0,22	50	59,50	44,63
566*SF33PT22M	PTFE	33	0,22	1000	1019,75	764,81
566*SF33PT45L	PTFE	33	0,45	50	59,50	44,63
566*SF33PT45M	PTFE	33	0,45	1000	1019,75	764,81
566*SF13PV22C	PVDF	13	0,22	100	97,98	73,48
566*SF13PV22M	PVDF	13	0,22	1000	839,78	629,84
566*SF13PV45C	PVDF	13	0,45	100	97,98	73,48
566*SF13PV45M	PVDF	13	0,45	1000	839,78	629,84
566*SF25PV22C	PVDF	25	0,22	100	104,38	78,29
566*SF25PV22M	PVDF	25	0,22	1000	899,80	674,85
566*SF25PV45C	PVDF	25	0,45	100	104,38	78,29
566*SF25PV45M	PVDF	25	0,45	1000	899,80	674,85
566*SF33PV22L	PVDF	33	0,22	50	59,50	44,63
566*SF33PV22M	PVDF	33	0,22	1000	1019,75	764,81
566*SF33PV45L	PVDF	33	0,45	50	59,50	44,63
566*SF33PV45M	PVDF	33	0,45	1000	1019,75	764,81
566*SF13CA22C	CA	13	0,22	100	97,98	73,49
566*SF13CA22M	CA	13	0,22	1000	839,78	629,84
566*SF13CA45C	CA	13	0,45	100	97,98	73,49
566*SF13CA45M	CA	13	0,45	1000	839,78	629,84
566*SF25CA22L	CA	25	0,22	50	52,50	39,38
566*SF25CA22M	CA	25	0,22	1000	899,80	674,85
566*SF25CA45L	CA	25	0,45	50	52,50	39,38
566*SF25CA45M	CA	25	0,45	1000	899,80	674,85
566*SF33CA22L	CA	33	0,22	50	59,50	44,63
566*SF33CA22M	CA	33	0,22	1000	1019,75	764,81
566*SF33CA45L	CA	33	0,45	50	59,50	44,63
566*SF33CA45M	CA	33	0,45	1000	1019,75	764,81
566*SF13RC22C	RC	13	0,22	100	97,98	73,49
566*SF13RC22M	RC	13	0,22	1000	879,75	659,81
566*SF13RC45C	RC	13	0,45	100	97,98	73,49
566*SF13RC45M	RC	13	0,45	1000	879,75	659,81
566*SF25RC22C	RC	25	0,22	100	114,90	86,18
566*SF25RC22M	RC	25	0,22	1000	1170,43	877,82
566*SF25RC45C	RC	25	0,45	100	115,38	86,54
566*SF25RC45M	RC	25	0,45	1000	1170,43	877,82
566*SF33RC22L	RC	33	0,22	50	68,53	61,40
566*SF33RC22M	RC	33	0,22	1000	1171,85	878,89
566*SF33RC45L	RC	33	0,45	50	68,53	61,40
566*SF33RC45M	RC	33	0,45	1000	1171,85	878,89

**Steriele spuitfilters en andere membranen
ook beschikbaar aan prijsgunstige voorwaarden !!!**

MEMBRAANFILTERS

MCE - Mixed cellulose esters

Technische info:

Membraan : hydrofiel.

Ø 47 mm.

Kleur : wit.

Niet steriel.



ARTIKELNUMMER	PORIEGROOTTE (µm)	VERPAKKING (stuks)	PRIJS (€)	PROMO (€)
566*MF047ME022	0,22	100	35,98	26,99
566*MF047ME045	0,45	100	35,98	26,99

RC - Geregenereerde cellulose

Technische info:

Membraan : hydrofiel.

Ø 47 mm.

Kleur : wit.

Niet steriel.



ARTIKELNUMMER	PORIEGROOTTE (µm)	VERPAKKING (stuks)	PRIJS (€)	PROMO (€)
566*MF047RC022	0,22	100	146,30	109,73
566*MF047RC045	0,45	100	146,30	109,73

CA - Cellulose acetaat

Technische info:

Membraan : hydrofiel.

Ø 47 mm.

Kleur : wit.

Niet steriel.



ARTIKELNUMMER	PORIEGROOTTE (µm)	VERPAKKING (stuks)	PRIJS (€)	PROMO (€)
566*MF047CA022	0,22 µm	100	40,00	30,00
566*MF047CA045	0,45 µm	100	40,00	30,00

Nylon

Technische info:

Membraan : hydrofiel.

Ø 47 mm.

Kleur : wit.

Niet steriel.



ARTIKELNUMMER	PORIEGROOTTE (µm)	VERPAKKING (stuks)	PRIJS (€)	PROMO (€)
566*MF047NY022	0,22	100	40,00	30,00
566*MF047NY045	0,45	100	40,00	30,00

PTFE - Polytetrafluorethyleen

Technische info:

Membraan : hydrofoob.

Ø 47 mm.

Kleur : wit.

Niet steriel.



ARTIKELNUMMER	PORIEGROOTTE (µm)	VERPAKKING (stuks)	PRIJS (€)	PROMO (€)
566*MF047PT022	0,22	100	95,95	71,96
566*MF047PT045	0,45	100	95,95	71,96
566*MF047PT500	5,0	100	132,63	99,47

PES - Polyethersulfon

Technische info:

Membraan : hydrofoob.

Ø 47 mm.

Kleur : wit.

Niet steriel.



ARTIKELNUMMER	PORIEGROOTTE (µm)	VERPAKKING (stuks)	PRIJS (€)	PROMO (€)
566*MF047PE022	0,22	100	95,95	71,96
566*MF047PE045	0,45	100	95,95	71,96

**Steriele membraanfilters en andere diameters
ook beschikbaar aan prijsgunstige voorwaarden !!!**

FILTREERAPPARATEN

Vervaardigd uit glas

Technische info:

Trechter 300 ml.

Filterplaat uit gesinterd glas 10 µm.

Erlenmeyer met NS40, 1000 ml.

Aluminium klem.

Geschikt voor membranen dia. 47 en 50 mm.



ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)	PROMO (€)
566*AP47G300R	303,60	227,70

Vervaardigd uit roestvrij staal

Technische info:

3 of 6 posities.

Trechters 300 ml.

Aluminium klemmen.

Ventielen uit PTFE.

Geschikt voor membranen dia. 47 en 50 mm.



ARTIKELNUMMER	AANTAL PLAATSEN	PRIJS (€)	PROMO (€)
566*RF3SS300	3	2731,00	2048,25
566*RF6SS300	6	4291,58	3218,68

Prijzen in Euro, excl. BTW.
AANBIEDING GELDIG TOT 31/05/2019!

*Voor bestellingen met een waarde van minder dan € 250,00 (exclusief BTW),
worden € 25,00 verzend- en administratiekosten aangerekend.
Alle andere bestellingen worden franco geleverd, tenzij anders vermeld.*