

MAILING

"GRAM" KOEL- EN VRIESKASTEN

BIOBASIC SERIE:

De BIOBASIC lijn is verkrijgbaar als koel- of vrieskast; als onderbouw- (125L), medium-(218L), of hoog model (346L) en (600L); alle modellen zijn standaard uitgerust met draadroosters. Inclusief temperatuur alarmen, intern- en extern ATEX, zonder koude achterwand en een gebruiksvriendelijke bediening, biedt de BIOBASIC lijn een uitzonderlijke selectie van kenmerken op een zeer klein vloeroppervlak. Alle koelkasten 210/310/410 zijn ook verkrijgbaar met glazen deuren.



KOELKASTEN:

Technische gegevens	RR210	RR310	RR410	RR600
temperatuurbereik	+2/+15°C	+2/+15°C	+2/+15°C	+2/+15°C
buitenafmetingen in mm	595x640x831	595x640x1220	595x640x1876	700x895x2125
netto inhoud in liter	104	189	312	536
materiaal intern/extern	PS/wit gelakt	PS/wit gelakt	PS/wit gelakt	RVS/wit gelakt
koudemiddel	R600a	R600a	R600a	R290
ATEX-markering	II 3G Ex ec nC ic IIB T6 Gc DTI 22ATEX0252X			
art. nr. gesloten deur	782530001	783530001	784530001	786000001
prijs excl. BTW €	1630,-	1800,-	1960,-	2930,-
art. Nr. Glazen deur	782540001	783540001	784540001	-
prijs excl. BTW €	1895,-	2065,-	2225,-	-

VRIESKASTEN :

Technische gegevens	RF210	RF310	RF410	RF600
temperatuurbereik	-25/-5°C	-25/-5°C	-25/-5°C	-25/-5°C
buitenafmetingen in mm	595x640x831	595x640x1220	595x640x1876	700x895x2125
netto inhoud in liter	104	189	312	536
materiaal intern/extern	PS/wit gelakt	PS/wit gelakt	PS/wit gelakt	RVS/wit gelakt
koudemiddel	R600a	R600a	R600a	R290
ATEX-markering	II 3G Ex ec nC ic IIB T3 Gc/DTI 22ATEX0252X			
art. nr.	782550001	783550001	784550001	786020001
prijs excl. BTW €	1740,-	1910,-	2070,-	3130,-

Extra opties en informatie op eenvoudige aanvraag beschikbaar !

BIOCOMPACT II SERIE:

Deze compacte koelkast of vriezer is geschikt voor de betrouwbare opslag van allerlei biomateriaal. De BioCompact II biedt significant betere prestaties dan de andere kasten in dit segment bij de stabiele opslag van biomateriaal voor algemene doeleinden. Door de flexibele indeling en de uitgebreide selectie aan roosters en lades is dit model ideaal wanneer u op verschillende momenten ander biomateriaal moet opslaan. Deze kasten nemen maar weinig vloerruimte in en zijn hierdoor zeer geschikt in kleine ruimten.



KOELKASTEN:

Technische gegevens	RR210	RR310	RR410	RR610
temperatuurbereik	+2/+20°C	+2/+20°C	+2/+20°C	+2/+20°C
buitenafmetingen in mm	595x640x801	595x640x1190	595x640x1776	695x875x1874
netto inhoud in liter	104	189	312	419
materiaal intern/extern	PS/wit of RVS	PS/wit of RVS	PS/wit of RVS	PS/wit of RVS
koudemiddel	R600a	R600a	R600a	R600a
ATEX-markering	II 3G Ex ec nC ic IIB T6 Gc DTI 22ATEX0251X			
art. nr. wit gelakt	IIRR210LG	IIRR310LG	IIRR410LG	IIRR610LG
prijs excl. BTW € wit gelakt	2160,-	2325,-	2490,-	3310,-
Art. Nr. RVS	IIRR210CG	IIRR310CG	IIRR410CG	IIRR610CG
prijs excl. BTW € RVS	2270,-	2435,-	2600,-	3410,-

VRIESKASTEN :

Technische gegevens	RF210	RF310	RF410	RF610
temperatuurbereik	-25/-5°C	-25/-5°C	-25/-5°C	-25/-5°C
buitenafmetingen in mm	595x640x801	595x640x1190	595x640x1776	695x875x1874
netto inhoud in liter	104	189	312	419
materiaal intern/extern	PS/wit of RVS	PS/wit of RVS	PS/wit of RVS	PS/wit of RVS
koudemiddel	R600a	R600a	R600a	R290
ATEX-markering	II 3G Ex ec nC ic IIB T3 Gc/DTI 22ATEX0252X			
art. Nr. wit gelakt	IIRF210LG	IIRF310LG	IIRF410LG	IIRF610LG
prijs excl. BTW € wit gelakt	2275,-	2440,-	2605,-	3615,-
art. Nr. RVS	IIRF210CG	IIRF310CG	IIRF410CG	IIRF610CG
prijs excl. BTW € RVS	2385,-	2550,-	2715,-	3715,-

Extra opties en informatie op eenvoudige aanvraag beschikbaar!

BIO ULTRA SERIE:

De Bio Ultra UL570 is een ultra lage temperatuur vriezer die een veilige opslag bij -86 °C garandeert. Door gebruik te maken van een krachtig cascade koelsysteem, de nieuwste VIP (Vacuum Isolation Panel) technologie en geïsoleerde binnendeuren, kan de BioUltra veilige en stabiele interne condities garanderen bij -86 °C. Het klantgerichte ontwerp maakt het de gebruiker mogelijk om de kast in te delen naar de eigen opslag behoeften. Standaard met 5 roestvaststalen geperforeerde schappen.



Technische gegevens	UL570	
temperatuurbereik	-86/-60 °C	
buitenafmetingen in mm	856x979x1986	
bruto inhoud in liter	570	
materiaal intern/extern	wit gelakt/wit gelakt	Wit gelakt/RVS
koudemiddel	Stage 1: R290 / Stage 2: R170/601	
ATEX-markering	II 3G Ex ec nC ic IIB T4 Gc/DTI 22ATEX0248X	
prijs excl. BTW €	11450,-	11900,-

EX GUARD SERIE:

De ExGuard is ontworpen voor het veilig opslaan van producten die mogelijk een gevaarlijke atmosfeer kunnen creëren. In feite, is ExGuard bedoeld om gebruikers een veiliger werkomgeving te bieden. ExGuard verhoogt de veiligheid van de werkomgeving en maakt dit mogelijk door uw bestaande ventilatiesysteem gevaarlijke stoffen uit de binnenruimte van de kast te laten onttrekken, voordat u toegang tot het interieur krijgt.

Net als alle andere BioLine koelkasten, heeft de ExGuard zowel intern als extern ATEX Cat. 3 Zone 2-conformiteit, waardoor de veiligheid van de werkomgeving zo hoog mogelijk blijft.



Technische gegevens	ER600W	
temperatuurbereik	-2/20°C	
buitenafmetingen in mm	820x789x1996	
netto inhoud in liter	486	
materiaal intern/extern	RVS/wit gelakt	RVS/RVS
koudemiddel	R290	
ATEX-markering	II 3G Ex ec nC ic IIB T1 Gc/ DTI 22ATEX0249X	
prijs excl. BTW €	8070,-	8320,-

Extra opties en informatie op eenvoudige aanvraag beschikbaar !

VERZENDINGSKOSTEN WORDEN APART VERREKEND!!