



Lorsque chaque centimètre compte : toises mécaniques avec approbation médicale pour une utilisation professionnelle dans le diagnostic médical

MSB 80	MBA-A01	MSC 100	MSF 200
<ul style="list-style-type: none"> • Toise mécanique portable • Approbation médicale selon le règlement (UE) 2017/745 • Pour les bébés d'une taille de 80 cm maximum • Grande butée pour faciliter le maniement (mettre, glisser, lire) • Graduation avec 0 à droite et à gauche pour une utilisation dans les deux sens • Butée repliable pour un rangement peu encombrant 	<ul style="list-style-type: none"> • Toise mécanique portable • Approbation médicale selon le règlement (UE) 2017/745 • Pour les bébés d'une taille de 80 cm maximum • Construction robuste • Dimensions compactes • Hygiénique et facile à nettoyer • Lecture sur règle graduée avec butée mobile • Grande butée pour faciliter le maniement (mettre, glisser, lire) 	<ul style="list-style-type: none"> • Toise mécanique portable • Approbation médicale selon le règlement (UE) 2017/745 • Pour les petits enfants d'une taille de 100 cm maximum • Lecture sur règle graduée avec butée mobile • Profil en aluminium solide • Butée repliable pour un rangement peu encombrant 	<ul style="list-style-type: none"> • Toise mécanique • Approbation médicale selon le règlement (UE) 2017/745 • Lecture sur règle graduée avec butée mobile repliable • Pour montage sur balances KERN MPS-PM, MPB-P ou pour montage mural 1 • Profil en aluminium solide

Découvrez plus de détails et d'accessoires assortis en ligne !



DE SÉRIE



Modèle	Plage de mesure	Partage de	Dimensions totales		Poids net	Prix H.T. départ usine €
			L×P×H	mm		
KERN	cm (inch)	mm (inch)			env. kg	
MSB 80	10 - 80	1	882×70×28		0,70	110,-
MBA-A01	30 - 80 (11½ - 31½)	1 (1/16)	850×240×60		0,40	120,-
MSC 100	7,5 - 100 (2½ - 39¼)	1 (1/16)	1020×290×50		0,70	110,-
MSF 200	60 - 205 (23½ - 78¾)	1 (1/16)	53×40×1000		0,80	110,-



Joli pèse-bébé avec approbation médicale pour une utilisation professionnelle mobile ou fixe dans le diagnostic médical, homologation en option





Découvrez plus de détails et d'accessoires assortis en ligne !

Caractéristiques


- Classe d'homologation III (homologation en option)
- Approbation médicale selon le règlement (UE) 2017/745
- La grande surface de pesée, avec sa courbure optimale et ergonomique, est idéale pour peser les bébés en toute sécurité
- **1** Fonction spéciale pour les services de néonatalogie : Fonction de différence pour le calcul de la prise de poids avant et après la prise alimentaire
- Plastique ABS résistant. Hygiénique et facile à nettoyer
- Stable et antidérapante grâce à ses pieds en caoutchouc


- Fonction Hold : pour les patients agités couchés, la détermination de la valeur moyenne recherche une valeur de pesée stable et la « gèle »
- KERN MBC : Housse de protection transparente de série
- KERN MBC-E : Identique à KERN MBC mais sans bloc d'alimentation, surtout pour l'utilisation mobile (par ex. sage femme)
- **2** Option : Toise mécanique à fixer à la balance, plage de mesure 10 cm – 80 cm, partage 1 mm, voir internet
- **3** Option : Sacoche de transport pour utilisation mobile, uniquement sans toise montée, voir internet

Caractéristiques techniques

- Écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 25 mm
- Dimensions surface de pesée LxP 600x276 mm
- Dimensions totales LxPxH 320x410x70 mm
- Dimensions totales avec toise LxPxH 600x410x112 mm
- KERN MBC : Fonctionnement sur piles possible, 6x1.5 V AA non incluses, autonomie jusqu'à 20 h
- KERN MBC-E : Fonctionnement sur piles de série, 6x1.5 V AA, autonomie jusqu'à 20 h
- Poids net env. 4,6 kg

*Dans l'UE, l'étalonnage (évaluation de la conformité selon NAWI 2014/31/UE) est légalement obligatoire pour les balances destinées à être utilisées comme produits médicaux. Vous pouvez commander cet étalonnage en même temps en indiquant le lieu d'installation et le code postal.




Modèle	Portée [Max] kg	Lecture [d] kg	Échelon d'homologation [e] kg	Prix H.T. départ usine €	Prescrit par la loi Homologation	
					 KERN	€
MBC 15K2DEM	6 15	0,002 0,005	0,002 0,005	370,-	965-128.	48,-
MBC 15K2DM	6 15	0,002 0,005	0,002 0,005	410,-	965-128.	48,-
MBC 20K10EM	20	0,01	0,01	370,-	965-128.	48,-
MBC 20K10M	20	0,01	0,01	410,-	965-128.	48,-



Pèse-bébé compact avec surface de pesée spéciale Safe Guard avec approbation médicale pour une utilisation professionnelle mobile ou fixe dans le diagnostic médical, homologation en option





Découvrez plus de détails et d'accessoires assortis en ligne !

Caractéristiques

- Classe d'homologation III (homologation en option)
- Approbation médicale selon le règlement (UE) 2017/745
- Design moderne
- **1** Surface de pesée spéciale Safe-Guard : la surface de pesée spéciale, particulièrement encastrée avec des traversins latéraux surélevés, offre des conditions optimales pour le pesage sûr des bébés
- Grande surface de pesée en plastique insensible, sans coins ni arêtes, donc particulièrement hygiénique et facile à nettoyer
- Conception légère et compacte, donc facile à transporter et à ranger
- Stable et antidérapante grâce à ses pieds en caoutchouc réglables en hauteur
- Utilisation aisée
- Fonction Hold : pour les patients agités couchés, la détermination de la valeur moyenne recherche une valeur de pesée stable et la « gèle »
- Fonction AUTO-OFF intégrée pour économiser les piles
- **2** Option: Toise mécanique à fixer à la balance, plage de mesure 30 cm - 80 cm, partage 0,1 cm, voir internet

Caractéristiques techniques

- Écran LCD, hauteur de chiffres 25 mm
- Dimensions surface de pesée LxP 600x260 mm
- Dimensions totales LxPxH 600x360x141 mm
- Fonctionnement sur piles de série, 6x1.5 V AA, autonomie jusqu'à 20 h (jusqu'à 50 h sans utilisation du WiFi)
- Poids net env. 4,6 kg

*Dans l'UE, l'étalonnage (évaluation de la conformité selon NAWI 2014/31/UE) est légalement obligatoire pour les balances destinées à être utilisées comme produits médicaux. Vous pouvez commander cet étalonnage en même temps en indiquant le lieu d'installation et le code postal.

DE SÉRIE




OPTION



FACTORY



0297

Modèle	Portée [Max] kg	Lecture [d] kg	Échelon d'homologation [e] kg	Prix H.T. départ usine €	Prescrit par la loi Homologation	
					 KERN	€
MBA 10K-3M	15	0,005	0,005	540,-	965-128.	48,-