

Euro-Scientific News

APPAREILLAGE DE LABORATOIRE LABINCO

■ AGITATEURS MAGNETIQUES BASIC

Agitateurs magnétiques avec chauffage

- analogique
- plaque chauffante en aluminium
- livré avec barreau aimanté
- approuvé CE
- 220 - 230V/50 - 60Hz
- garantie : 24 mois



	L81	L32
Dimensions plaque chauffante (mm)	Ø 145	Ø 195
Volume d'agitation (litres d'eau)	10	20
Plage de température (°C)	50 - 325	50 - 325
Puissance (W)	600	600
Vitesse d'agitation (rpm)	50 - 1250	50 - 1250
Dimensions (mm)	172 x 286 x (H)125	200 x 250 x (H)135
REFERENCE	81000	32000
PRIX (€)	353,10	374,55
PROMO (€)	328,38	348,33

Versions digitales disponibles sur demande!

■ AGITATEURS MAGNETIQUES MULTIPLES POSITIONS

Agitateurs magnétiques multi-points avec chauffage

- plage de temp. : 25-350 °C (digitale)
- plage de vitesse : 50-1250 rpm (analog.)
- plaque chauffante en alu : Ø 120 mm
- 4 positions
- jusqu'à 5 litres par point d'agitation
- fourni avec 4 barreaux aimantés
- 220 - 230V/50 - 60Hz
- approuvé CE
- garantie : 24 mois



	1 x 4 points d'agitations	2 x 2 points d'agitations
Type	LD814	LD844
Dimensions (mm)	550 x 245 x (H)140	345 x 385 x (H)185
REFERENCE	81400	84400
PRIX (€)	1755,60	1720,95
PROMO (€)	1632,71	1600,48

1 x 6 ou 2 x 3 positions disponibles sur demande!
Option : plaques en inox ou revêtu de PTFE

■ VORTEX

Vortex L46

- agitation puissante, pour tubes à essai de Ø 7 mm à 35 mm
- "Press-to-Mix" et opération continue
- plage de vitesse : 50-1250 rpm
- amplitude : 4 mm
- dimensions : 135x120x(H)135 mm
- approuvé CE
- garantie : 24 mois


REFERENCE	46000
PRIX (€)	285,45
PROMO (€)	265,47



■ AGITATEURS A ROULEAUX

Agitateurs à rouleaux avec un moteur puissant pour garder les échantillons en mouvement

- 1 rouleau entraîné
- fourni avec 2 rouleaux, 1 fixe et 1 ajustable
- Ø rouleau 46 mm
- jusqu'à 5 rouleaux maximum
- avec minuterie digitale jusqu'à 99h 59m 59s
- régulateur de vitesse analogique : 1-240 rpm
- 230 V/ 50 Hz
- approuvé CE
- garantie : 24 mois



REFERENCE	LONGEUR ROULEAUX (mm)	PRIX (€)	PROMO(€)	REF. ROULEAU EXTRA	PRIX (€)	PROMO (€)
20935	350	1828,20	1700,23	35209	85,80	79,79
20945	450	1862,85	1732,45	45209	94,05	87,47
20955	550	1920,60	1786,16	55209	102,30	95,14
20965	650	1986,60	1947,54	65209	110,55	102,81
20975	750	2049,30	1905,85	75209	118,80	110,48

Agitateurs à rouleaux avec minuterie, fonction mémoire et fonction redémarrage disponibles sur demande!

■ ROTATEUR TUBE A ESSAI

Rotateur tube à essai L28

- rotateur tube à essai pour rotation en série de tubes à essai Ø 4-40 mm
- plage de vitesse 10 rpm, non réglable
- angle de rotation ajustable entre 27° et 90°
- dimensions : 200x200x(H)220 mm
- approuvé CE
- garantie : 24 mois

REFERENCE	28000
PRIX (€)	481,80
PROMO (€)	448,07

Disques pour rotateur L28

Disque avec 40 pinces pour tubes Ø 4-6 mm

REFERENCE	28006
PRIX (€)	108,90
PROMO (€)	101,28

Disque avec 30 pinces pour tubes Ø 6-9 mm

REFERENCE	28009
PRIX (€)	107,25
PROMO (€)	99,74


Disque avec 20 pinces pour tubes Ø 16-19 mm

REFERENCE	28030
PRIX (€)	92,40
PROMO (€)	85,93

Support avec 60 trous Ø 17,5 mm

REFERENCE	28085
PRIX (€)	158,40
PROMO (€)	147,31

Autres disques disponibles sur demande !



**Prix, hors TVA et recupel,
valable jusqu'au 30/05/2025**