

Euro-Scientific News

LABINCO LABO TOESTELLEN

MAGNEETROERDERS BASIC

Magneetroerders met verwarming

- analoog
- aluminium verwarmplaat
- geleverd met magnetische roerstaaf
- CE-gekeurd
- 220 - 230V/50 - 60Hz
- garantie: 24 maanden



	L81	L32
Afmetingen van de verwarmplaat (mm)	Ø 145	Ø 195
Roercapaciteit (liter water)	10	20
Temperatuurbereik (°C)	50 - 325	50 - 325
Vermogen (W)	600	600
Toerental (rpm)	50 - 1250	50 - 1250
Afmetingen (mm)	172 x 286 x (H)125	200 x 250 x (H)135
ARTIKELNUMMER	81000	32000
PRIJS (€)	346,50	367,95
PROMO (€)	322,25	342,19

Digitale versies beschikbaar op aanvraag!

MAGNEETROERDERS MULTI-POINT

Multi-point magneetroerders met verwarming

- temperatuurbereik: 25-350 °C (digitaal)
- toerental: 50-1250 rpm (analoog)
- aluminium verwarmplaten: Ø 120 mm
- 4 posities
- tot 5 liter per roerpunt
- geleverd met 4 magnetische roerstaven
- 220 – 230V/50 – 60Hz
- CE-gekeurd
- garantie: 24 maanden



	1 x 4 roerpunten	2 x 2 roerpunten
Type	LD814	LD844
Afmetingen (mm)	550 x 245 x (H)140	345 x 385 x (H)185
ARTIKELNUMMER	81400	84400
PRIJS (€)	1720,95	1720,95
PROMO (€)	1600,48	1600,48

1 x 6 of 2 x 3 posities beschikbaar op aanvraag!
Optie: platen uit rvs of PTFE-gecoat

VORTEX

Vortex L46

- sterke roerbeweging, voor proefbuizen van Ø 7 mm tot 35 mm
- “Press-to-Mix” en continue werking
- toerental: 50-1250 rpm
- amplitude: 4 mm
- afmetingen: 135x120x(H)135 mm
- CE-gekeurd
- garantie: 24 maanden


ARTIKELNUMMER	46000
PRIJS (€)	280,50
PROMO (€)	260,87



■ ROLLERBANKEN

Rollerbanken met sterke motor om stalen in beweging te houden

- één aangedreven rol
- geleverd met 2 rollen, 1 vast en 1 verplaatsbaar
- rol Ø 46 mm
- voor maximaal 5 rollen
- met digitale timer up tot 99h 59m 59s
- analoge toerentalregelaar: 1-240 rpm
- 230 V
- CE-gekeurd
- garantie: 24 maanden



ART. NR.	ROL LENGTE (mm)	PRIJS(€)	PROMO(€)	ART. NR. EXTRA ROL	PRIJS (€)	PROMO (€)
20935	350	1791,90	1666,47	35209	84,15	78,26
20945	450	1826,55	1698,69	45209	92,40	85,93
20955	550	1882,65	1750,86	55209	100,65	93,60
20965	650	1947,00	1810,71	65209	108,90	101,28
20975	750	2009,70	1869,02	75209	117,15	108,95

Rollerbanken met tijdschakelaar, geheugenfunctie en herstartfunctie beschikbaar op aanvraag!

■ PROEFBUIS ROTATOR

Proefbuis rotator L28

- proefbuis rotator voor het draaien van proefbuizen Ø 4-40 mm
- toerental 10 rpm, niet regelbaar
- kantelhoek instelbaar tussen 27° en 90°
- afmetingen: 200x200x(H)220 mm
- CE-gekeurd
- garantie: 24 maanden

ARTIKELNUMMER	28000
PRIJS (€)	471,90
PROMO (€)	438,87



Disks voor rotator L28

Disk met 40 klemmen voor buizen Ø 4-6 mm

ARTIKELNUMMER	28006
PRIJS (€)	107,25
PROMO (€)	99,74



Disk met 30 klemmen voor buizen Ø 6-9 mm

ARTIKELNUMMER	28009
PRIJS (€)	105,60
PROMO (€)	98,21



Disk met 20 klemmen voor buizen Ø 16-19 mm

ARTIKELNUMMER	28030
PRIJS (€)	90,75
PROMO (€)	84,40



Houder met 60 openingen Ø 17,5 mm

ARTIKELNUMMER	28085
PRIJS (€)	155,10
PROMO (€)	144,24



Andere disks beschikbaar op aanvraag!

**Prijzen, excl. BTW en recupel,
geldig tot 30/05/2024**