

## PROMOTIE

### MAATKOLVEN DURAN, KLASSE A, met batchcertificaat

**-25 %**

#### MET PE-STOP EN BRUINE ONUITWISBARE GRADUATIE



Referentie	Capaciteit (ml)	NS	Verpakking	Catalogusprijs (€/eenheid)	Promotieprijs (€/eenheid)
3.664.015	5	10/19	10	11,67	<b>8,75</b>
3.664.012	10	10/19	10	11,67	<b>8,75</b>
3.664.002	20	10/19	10	11,67	<b>8,75</b>
3.664.003	25	10/19	10	11,67	<b>8,75</b>
3.664.005	50	12/21	10	12,67	<b>9,50</b>
3.664.011	100	14/23	10	14,25	<b>10,69</b>
3.664.020	200	14/23	10	20,61	<b>15,46</b>
3.664.025	250	14/23	10	21,24	<b>15,93</b>
3.664.050	500	19/26	10	29,44	<b>22,08</b>
3.664.100	1.000	24/29	10	45,58	<b>34,19</b>
3.664.200	2.000	29/32	10	67,56	<b>50,67</b>
3.664.500	5.000	34/35	1	171,36	<b>128,52</b>

#### MET GLAZEN STOP EN BRUINE ONUITWISBARE GRADUATIE



Referentie	Capaciteit (ml)	NS	Verpakking	Catalogusprijs (€/eenheid)	Promotieprijs (€/eenheid)
3.668.015	5	10/19	10	14,95	<b>11,21</b>
3.668.012	10	10/19	10	14,10	<b>10,58</b>
3.668.002	20	10/19	10	14,10	<b>10,58</b>
3.668.003	25	10/19	10	14,10	<b>10,58</b>
3.668.005	50	12/21	10	15,05	<b>11,29</b>
3.668.011	100	14/23	10	18,45	<b>13,84</b>
3.668.020	200	14/23	10	22,72	<b>17,04</b>
3.668.025	250	14/23	10	23,55	<b>17,66</b>
3.668.050	500	19/26	10	32,29	<b>24,22</b>
3.668.100	1.000	24/29	10	49,09	<b>36,82</b>
3.668.200	2.000	29/32	10	73,19	<b>54,89</b>
3.668.500	5.000	34/35	1	173,79	<b>130,34</b>

## BRUIN GLAS, MET GLAZEN STOP EN WITTE ONUITWISBARE GRADUATIE



Referentie	Capaciteit (ml)	NS	Verpakking	Catalogusprijs (€/eenheid)	Promotieprijs (€/eenheid)
3.670.015	5	10/19	10	27,67	<b>20,75</b>
3.670.012	10	10/19	10	27,81	<b>20,86</b>
3.670.002	20	10/19	10	32,05	<b>24,04</b>
3.670.003	25	10/19	10	30,74	<b>23,06</b>
3.670.005	50	12/21	10	30,45	<b>22,84</b>
3.670.011	100	14/23	10	33,52	<b>25,14</b>
3.670.020	200	14/23	10	45,46	<b>34,10</b>
3.670.025	250	14/23	10	48,28	<b>36,21</b>
3.670.050	500	19/26	10	58,11	<b>43,58</b>
3.670.100	1.000	24/29	10	75,23	<b>56,42</b>
3.670.200	2.000	29/32	10	121,13	<b>90,85</b>
3.670.500	5.000	34/35	1	210,79	<b>158,09</b>

## MAATCILINDERS DURAN BRUINE ONUITWISBARE GRADUATIE

**-25 %**

### KLASSE A MET ZESKANTVOET, met batchcertificaat.



Referentie	Capaciteit (ml)	Div. (ml)	Verpakking	Catalogusprijs (€/eenheid)	Promotieprijs (€/eenheid)
3.715.000	5	0,1	10	11,03	<b>8,27</b>
3.715.001	10	0,2	10	10,79	<b>8,09</b>
3.715.003	25	0,5	10	11,56	<b>8,67</b>
3.715.005	50	1,0	10	12,46	<b>9,35</b>
3.715.010	100	1,0	10	13,73	<b>10,30</b>
3.715.025	250	2,0	10	22,42	<b>16,82</b>
3.715.050	500	5,0	10	40,53	<b>30,40</b>
3.715.100	1.000	10,0	1	60,94	<b>45,71</b>
3.715.200	2.000	20,0	1	114,79	<b>86,09</b>

### KLASSE B MET ZESKANTVOET



Referentie	Capaciteit (ml)	Div. (ml)	Verpakking	Catalogusprijs (€/eenheid)	Promotieprijs (€/eenheid)
3.705.000	5	0,1	10	9,80	<b>7,35</b>
3.705.001	10	0,2	10	9,53	<b>7,15</b>
3.705.003	25	0,5	10	10,51	<b>7,88</b>
3.705.005	50	1,0	10	10,64	<b>7,98</b>
3.705.010	100	1,0	10	12,01	<b>9,01</b>
3.705.025	250	2,0	10	19,63	<b>14,72</b>
3.705.050	500	5,0	10	29,21	<b>21,91</b>
3.705.100	1.000	10,0	1	52,64	<b>39,48</b>
3.705.200	2.000	20,0	1	79,80	<b>59,85</b>

## KLASSE B MET ZESKANTVOET EN PE-STOP



Referentie	Capaciteit (ml)	Div. (ml)	Verpakking	Catalogusprijs (€/eenheid)	Promotieprijs (€/eenheid)
3.752.001	10	0,2	10	20,03	<b>15,02</b>
3.752.003	25	0,5	10	20,57	<b>15,43</b>
3.752.005	50	1,0	10	23,29	<b>17,47</b>
3.752.010	100	1,0	10	23,91	<b>17,93</b>
3.752.025	250	2,0	10	38,64	<b>28,98</b>
3.752.050	500	5,0	10	63,09	<b>47,32</b>
3.752.100	1000	10,0	1	97,43	<b>73,07</b>

**PIPETTEN, KLASSE A, BRUINE ONUITWISBARE GRADUATIE met batchcertificaat**

**-25 %**

## VOLUMETRISCHE PIPETTEN, KLASSE A, 1 STREEP



Referentie	Capaciteit (ml)	Tol. (ml)	Verpakking	Catalogusprijs (€/eenheid)	Promotieprijs (€/eenheid)
3.535.010	1	0,007	12	4,27	<b>3,20</b>
3.535.020	2	0,010	12	4,82	<b>3,62</b>
3.535.030	3	0,015	12	5,41	<b>4,06</b>
3.535.050	5	0,015	12	5,96	<b>4,47</b>
3.535.100	10	0,020	12	6,55	<b>4,91</b>
3.535.150	15	0,030	6	8,35	<b>6,26</b>
3.535.200	20	0,030	6	8,44	<b>6,33</b>
3.535.250	25	0,030	6	8,61	<b>6,46</b>
3.535.500	50	0,050	6	11,45	<b>8,59</b>
3.535.900	100	0,080	6	16,62	<b>12,47</b>

## MEETPIPETTEN, KLASSE A, TOTALE UITLOOP



Referentie	Capaciteit (ml)	Tol. (ml)	Verpakking	Catalogusprijs (€/eenheid)	Promotieprijs (€/eenheid)
3.510.011	0,1	0,001	12	6,27	<b>4,70</b>
3.510.021	0,2	0,001	12	6,27	<b>4,70</b>
3.510.022	0,2	0,002	12	7,57	<b>5,68</b>
3.510.051	0,5	0,010	12	6,27	<b>4,70</b>
3.510.101	1,0	0,010	12	3,67	<b>2,75</b>
3.510.110	1,0	0,100	12	3,80	<b>2,85</b>
3.510.201	2,0	0,010	12	3,93	<b>2,95</b>
3.510.202	2,0	0,020	12	3,93	<b>2,95</b>
3.510.210	2,0	0,100	12	3,93	<b>2,95</b>
3.510.505	5,0	0,050	12	4,41	<b>3,31</b>
3.510.510	5,0	0,100	12	4,27	<b>3,20</b>
3.510.710	10,0	0,100	12	4,62	<b>3,47</b>
3.510.810	20,0	0,100	12	8,18	<b>6,14</b>
3.510.910	25,0	0,100	12	8,44	<b>6,33</b>

## WITOPED XP

**-25 %**



- Zeer licht (230 g) en handig ( slechts 14 cm lang).
- Ligt comfortabel in de hand door zijn ergonomisch optimale vorm.
- Witoped XP is geschikt voor alle gegraduateerde en volumetrische pipetten tot 100 ml.
- Drie verschillende snelheden kunnen worden ingesteld voor het opzuigen en aflaten van de vloeistof.
- Fijnregeling wordt verkregen door meer of minder druk van de vinger op de pipetteerknop te zetten. Hierdoor blijft het pipetteren van vloeistoffen met hoge viscositeit alsook met schuimvorming eenvoudig en veilig.
- Een ingebouwd veiligheidsventiel behoedt de Witoped XP voor overlopen en besmetting.
- Een makkelijk vervangbare filter (0,8 µm) beschermt de stalen.
- Het toestel wordt geleverd compleet met een herlaadbare en vervangbare batterij (9 V), een batterijlader (220 V/50 Hz), 5 filters en een houder voor de Witoped XP
- Met CE-certificaat.

Referentie	Omschrijving	Catalogusprijs (€)	Promotieprijs (€)
5.380.001	Witoped XP - 220 V	783,27	<b>587,45</b>

## UNIVERSEEL INDICATORPAPIER

- Meetbereik: pH 1-14
- Zeer snel en nauwkeurig afleesbaar door middel van een kleurenschaal op de verpakking



Referentie	Omschrijving	Prijs (€)	Min.afname
PH114R	Universeel indicator pH 1-14 (rol van 5 m)	<b>6,50/rol</b>	20 stuks



Referentie	Omschrijving	Prijs (€)	Min.afname
PH114S	Universeel indicator pH 1-14 (200 strookjes)	<b>7,03/doos</b>	20 stuks

**Andere types en meetbereiken van indicatorpapier ook leverbaar aan zeer voordelige condities !!!**

**Promotieprijzen in EURO, excl. BTW, enkel geldig bij complete verpakkingen tot 15/12/2024.**

*Voor bestellingen met een waarde van minder dan € 300,00 (exclusief BTW), worden € 25,00 verzend- en administratiekosten aangerekend. Alle andere bestellingen worden franco geleverd, tenzij anders vermeld.*